


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Plgf Pour Wb Et Elisa - P49763

Numéro d'article: CM0018951



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre le PLGF humain (facteur de croissance placentaire), validé pour WB et ELISA. Reconnaît le PLGF humain, de souris et de rat. Idéal pour la recherche sur l'angiogenèse et la croissance tumorale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PLGF Lapin pAb
Remarques/Alias	PGFL; PIGF; PLGF; PIGF-2; D12S1900; SHGC-10760
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5228
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 19-170 du PLGF humain (NP_002623.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P49763
Poids moléculaire	25 kDa
Expédition	Sac de glace