


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Plgf Pour Wb, If-P, Elisa - P49763

Numéro d'article: CM0022568



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin fiable ciblant le PLGF humain (P49763) pour les applications WB, IF-P et ELISA. Détecte le PLGF de souris et de rat. Convient aux études sur l'angiogenèse et la croissance tumorale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PLGF Lapin pAb
Remarques/Alias	PGFL; PIGF; PLGF; PIGF-2; D12S1900; SHGC-10760
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	5228
ID de gène	5228
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 19-221 du PLGF humain (NP_002623.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P49763
Poids moléculaire	25kDa
Expédition	Sac de glace