

Anticorps Polyclonal Anti-PLIN5 Pour Wb, Elisa - Q00G26

Numéro d'article: CM0024217

Introduction

pAc PLIN5 de lapin de haute qualité validé pour WB et ELISA, avec réactivité croisée pour la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur les gouttelettes lipidiques et le métabolisme. SWISS Q00G26.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	pAc Lapin PLIN5
Remarques/Alias	MLDP; LSDA5; LSDP5; OXPAT
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	440503
ID de Gène	440503
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 302-401 du PLIN5 humain (NP_001013728.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Souris, Rat
SWISS	Q00G26
Poids Protéique	51kDa
Expédition	Sac de glace