

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Plin5 Pour Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q8Bvz1

Numéro d'article: CM0026704

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-PLIN5 validé pour WB, IF-P, IHC-P, ELISA avec réactivité chez la souris et le rat. Un outil essentiel pour l'étude de la biologie des gouttelettes lipidiques, l'oxydation des acides gras et la recherche sur les maladies métaboliques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PLIN5 Rabbit pAb
Remarques/Alias	MLDP; Lsdp5; PAT-1; 2310076L09Rik
Espèce	Souris
Identifiant de gène (Humain)	440503
Identifiant de gène	66968
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 364-463 de la PLIN5 de souris (NP_080150.2)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	Q8BVZ1
Poids de la protéine	50 kDa/49 kDa
Expédition	Sac de glace