


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Plk1 (Plk1/Stpk13) Pour Wb, Elisa - P53350

Numéro d'article: CM0003640



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute qualité dirigé contre la PLK1 humaine, validé pour le Western blot et l'ELISA. Réagit avec la PLK1 humaine, murine, de rat et de singe. Idéal pour la recherche sur le cycle cellulaire et la mitose.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PLK1 Anticorps monoclonal de lapin
Remarques/Alias	PLK ; STPK13 ; PLK1
Espèce	Humain
Identifiant du gène	5347
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 272-495 de la PLK1 humaine (NP_005021.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat, Singe
SWISS	P53350
Poids moléculaire de la protéine	68 kDa
Expédition	Sac de glace