


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Plk2 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q9Nyy3

Numéro d'article: CM0025651



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le PLK2 humain (SNK/hPlk2), validé pour le Western blot, l'IF/ICC et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour étudier la plasticité synaptique et la duplication du centriole.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb Lapin PLK2
Remarques/Alias	SNK ; hSNK ; hPlk2 ; PLK2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	10769
GeneID	10769
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 361-439 du PLK2 humain (NP_006613.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9NYY3
Poids protéique	78 kDa
Expédition	Sac de glace