

Anticorps Polyclonal Anti-Plk3 Pour Wb, Elisa - Q9H4B4

Numéro d'article: CM0025665



Introduction

PLK3 Lapin pAb validé pour WB, ELISA chez l'Humain, la Souris, le Rat. Immunogène protéine de fusion recombinante. Sérine/thréonine kinase PLK3 impliquée dans le cycle cellulaire et la réponse au stress. Idéal pour les études sur l'apoptose et les dommages à l'ADN.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PLK3 Lapin pAb
Remarques/Alias	CNK ; FNK ; PRK ; PLK-3 ; PLK3
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	1263
GeneID	1263
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 487-646 de la PLK3 humaine (NP_004064.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9H4B4
Poids moléculaire protéique	72 kDa
Expédition	Sac de glace