

Anticorps Polyclonal Anti-Plk4 Pour Wb Et Elisa - 000444

Numéro d'article: CM0025770



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre PLK4 (Polo-like kinase 4) pour les applications Western blot (WB) et ELISA. Détecte le PLK4 humain, de souris et de rat (~109 kDa).

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PLK4Lapin pAb
Remarques/Alias	SAK; STK18; MCCRP2; PLK4
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	10733
ID de gène	10733
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 641-970 du PLK4 humain (NP_055079.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	000444
Poids de la protéine	109kDa
Expédition	Sac de glace