

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-PLP Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y342

Numéro d'article: CM0014492

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre la PLLP humaine, validé pour Western blot, IF/ICC et ELISA. Réactivité croisée avec la souris et le rat. Adapté aux études sur la biogenèse des membranes de myéline et l'endocytose apicale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PLLP Lapin pAb
Remarques / Alias	PMLP, TM4SF11, PLLP
Espèce	Humain
Identifiant de gène (Humain)	51090
Identifiant de gène	51090
Immunogène	Peptide synthétique : peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 de la PLLP humaine (NP_057077.1).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	Q9Y342
Poids protéique	20 kDa
Expédition	Sac de glace