

Anticorps Polyclonal Anti-Plod1 Pour Wb, Elisa - Q02809

Numéro d'article: CM0017300

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la PLOD1 humaine (lysyl hydroxylase 1), adapté pour le Western blot et l'ELISA. Réaction croisée avec la souris. Idéal pour la recherche sur la biosynthèse du collagène.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PLOD1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	LH; LH1; LLH; EDS6; PLOD; EDSKCL1; PLOD1
Espèce	Humain
GenelD (humain)	5351
GenelD	5351
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 488-727 de la PLOD1 humaine (NP_000293.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q02809
Poids de la protéine	84kDa
Expédition	Sac de glace