

Anticorps Polyclonal (Pab) De Lapin Anti-Plod1 Pour Wb Et Elisa - Q02809

Numéro d'article: CM0030616

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la PLOD1 humaine (lysyl hydroxylase 1) pour Western blot et ELISA. Réactivité croisée avec la souris et le rat. Adapté à la recherche sur la biosynthèse du collagène et les tissus conjonctifs.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-PLOD1
Remarques/Alias	LH ; LH1 ; LLH ; EDS6 ; PLOD ; EDSKCL1 ; PLOD1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5351
GeneID	5351
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 19-295 de la PLOD1 humaine (NP_000293.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q02809
Poids de la protéine	84 kDa
Expédition	Sac de glace