

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Plod2/Lh2 Pour Wb, Elisa - 000469

Numéro d'article: CM0006977

Introduction

Anticorps monoclonal recombinant de lapin ciblant PLOD2/LH2 (lysyl-hydroxylase 2), validé pour la WB et l'ELISA. Détecte une protéine de 85 kDa dans des échantillons humains et de rat. Essentiel pour la recherche sur les liaisons croisées et la stabilité du collagène.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PLOD2/LH2 Rabbit mAb
Remarques/alias	LH2 ; TLH ; BRKS2 ; PLOD2/LH2
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	5352
GeneID	5352
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 260-380 de PLOD2/LH2 humain (NP_000926.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, rat
SWISS	000469
Poids de la protéine	85 kDa
Expédition	Sac de glace