


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Plod3 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O60568

Numéro d'article: CM0017036



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la PLOD3 (LH3) humaine, validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Reconnaît la PLOD3 humaine et murine, une procollagène lysine hydroxylase et glycosyltransférase multifonctionnelle essentielle à la biosynthèse du collagène et à la formation des membranes basales.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PLOD3 Rabbit pAb
Remarques / Alias	LH3; PLOD3
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	8985
GeneID	8985
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 25 à 280 de la PLOD3 humaine (NP_001075.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réaction croisée	Humain, Souris
SWISS	O60568
Poids protéique	85 kDa
Expédition	Sac de glace