


Anticorps Monoclonal Anti-Plod3/Lh3 Pour Wb, Elisa - O60568

Numéro d'article: CM0002150



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin contre le PLOD3 (LH3) humain, validé pour WB et ELISA.

Reconnaît le PLOD3 humain et souris, poids moléculaire 85kDa. Convient pour la recherche sur la modification du collagène.

[En savoir plus](#)

Champ	Valeur
Nom du produit	PLOD3 Lapin mAb
Remarques/Alias	LH3; PLOD3
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	8985
ID de gène	8985
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 25-306 du PLOD3 humain (NP_001075.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	O60568
Poids de la protéine	85kDa
Expédition	Sac de glace