

Anticorps Polyclonal Anti-Plp1 Pour Wb, If-P, Elisa - P60201

Numéro d'article: CM0013664



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la protéine PLP1 humaine (protéine protéolipidique de la myéline), adapté pour le WB, l'IF-P et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur la myéline et les troubles neurologiques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PLP1 pAb de Lapin
Remarques/Alias	PLP ; PMD ; HLD1 ; MMPL ; SPG2 ; GPM6C ; PLP/DM20 ; PLP1
Espèce	Humain
GeneID	5354
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 102-148 de la PLP1 humaine (NP_955772.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P60201
Poids moléculaire de la protéine	30 kDa
Expédition	Sac de glace