

Anticorps Polyclonal Anti-Plp1 Pour Wb, Ihc, If, Elisa - P60201

Numéro d'article: CM0023007



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la PLP1 humaine (protéine protéolipidique de la myéline), validé pour le WB, l'IHC, l'IF et l'ELISA. Réagit avec des échantillons humains, murins et de rat. Idéal pour la recherche en neurosciences et sur la myéline.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Description
Nom du produit	PLP1 Lapin pAb
Remarques/Alias	PLP ; PMD ; HLD1 ; MMPL ; SPG2 ; GPM6C ; PLP/DM20 ; PLP1
Espèce	Humain
GeneID	5354
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 90-150 de la PLP1 humaine (NP_000524.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P60201
Poids moléculaire de la protéine	30 kDa
Expédition	Sac de glace