

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-PLS1 (Plastine-1) Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q14651

Numéro d'article: CM0017634

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la plastine-1 (PLS1) humaine, validé pour WB, IHC-P et ELISA. Réagit avec l'humain, la souris et le rat. Idéal pour l'étude de la constitution de faisceaux d'actine et de la formation des stéréocils.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PLS1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	DFNA76 ; PLS1
Espèce	Humain
Identifiant de gène (Humain)	5357
Identifiant de gène	5357
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-110 de la PLS1 humaine (NP_001165783.1).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q14651
Poids de la protéine	70 kDa
Expédition	Sac de glace