

Anticorps Polyclonal Anti-Plscr3 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q9Nry6

Numéro d'article: CM0015351

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la phospholipide scramblase 3 humaine (PLSCR3). Validé pour WB, IF/ICC et ELISA ; réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Détecte la scramblase mitochondriale impliquée dans la translocation de la cardiolipine et l'apoptose.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	PLSCR3 Lapin pAb
Remarques/Alias	PLSCR3
Espèce	Humain
GeneID	57048
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-295 de PLSCR3 humaine (NP_065093.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9NRY6
Poids Protéique	32kDa
Expédition	Sac de glace