

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Plscr3 Pour Wb Et Elisa - Q9Nry6

Numéro d'article: CM0003241

Introduction

Anticorps monoclonal lapin de haute spécificité contre le PLSCR3 humain, validé pour WB et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Poids moléculaire attendu ~32 kDa. Convient pour la recherche sur la scramblase des phospholipides mitochondriale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PLSCR3 Lapin mAb
Remarques/Alias	PLSCR3
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	57048
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 du PLSCR3 humain (Q9NRY6)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9NRY6
Poids de la protéine	32kDa
Expédition	Sac de glace