

Anticorps Monoclonal Anti-Pltp Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P55058

Numéro d'article: CM0008407

Introduction

Anticorps monoclonal recombinant de lapin anti-PLTP pour applications WB, IHC-P, ELISA.

Détecte la protéine de transfert des phospholipides endogène humaine, murine et rat (~55 kDa). Soutient la recherche sur le remodelage des HDL et le transport des lipides.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PLTP Rabbit mAb
Remarques / Alias	BPIFE; HDLCQ9; PLTP
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	5360
ID du gène	5360
Immunogène	Peptide synthétique correspondant aux aa 200-300 de la PLTP humaine (P55058)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonal
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	P55058
Poids de la protéine	55 kDa
Expédition	Sac isotherme avec glace