

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Pltp Pour Wb Et Elisa - P55058

Numéro d'article: CM0029391

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-PLTP de haute qualité, validé pour les applications WB et ELISA, avec réactivité croisée contre la PLTP humaine et de souris. Idéal pour l'étude du transfert lipidique, du remodelage des HDL et du métabolisme du cholestérol.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	PLTP Rabbit pAb
Remarques / Alias	BPIFE; HDLCQ9; PLTP
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5360
GeneID	5360
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 142-441 de la PLTP humaine (NP_872617.1).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P55058
Poids de la protéine	55kDa
Expédition	Sachet de glace