

Anticorps Polyclonal Anti-Plvap Pour Wb, Elisa - Q9Bx97

Numéro d'article: CM0018304

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le PLVAP humain (PV1), validé pour WB et ELISA. Convient pour la réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour l'étude des fenêtrées endothéliales, de la perméabilité vasculaire et des diaphragmes en biologie microvasculaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	PLVAP Lapin pAb
Remarques/Alias	PV1; FELS; PV-1; gp68; DIAR10; PLVAP
Espèce	Humain
ID de Gène	83483
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 63-442 du PLVAP humain (NP_112600.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Souris, Rat
SWISS	Q9BX97
Poids Protéique	51kDa
Expédition	Sac de glace