

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Plxna3 Pour Wb, Elisa - P51805

Numéro d'article: CM0013182

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-PLXNA3 validé pour les applications WB et ELISA. Détecte le PLXNA3 humain, un récepteur de sémaphorine impliqué dans le guidage axonal et le développement neuronal. Idéal pour la recherche en neurosciences et en signalisation cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PLXNA3 Rabbit pAb
Remarques / Alias	6.3; PLXN3; PLXN4; XAP-6; HSSEXGENE; PLXNA3
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	55558
GeneID	55558
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 950-1150 de la PLXNA3 humaine (NP_059984.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P51805
Poids de la protéine	208 kDa
Expédition	Sac de glace