

Anticorps Polyclonal Anti-Plzf Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q05516

Numéro d'article: CM0030271



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre PLZF (ZBTB16/ZNF145) validé pour WB, IHC-P et ELISA. Réagit avec l'humain, la souris et le rat. Convient à l'étude de la répression transcriptionnelle et de la différenciation myéloïde.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	PLZF Lapin pAb
Remarques/Alias	PLZF; ZNF145
Espèce	Humain
ID de Gène	7704
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 199-300 de PLZF humain (NP_005997.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q05516
Poids Protéique	74kDa
Expédition	Sac de glace