

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Plzf Pour Wb - Q05516

Numéro d'article: CM0002570



Introduction

Anticorps monoclonal lapin de haute spécificité ciblant le PLZF humain (ZBTB16/ZNF145). Validé pour WB, IP, IF-P, ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour les études sur la régulation transcriptionnelle et l'ubiquitination.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	PLZF mAb Lapin
Remarques/Alias	PLZFZNF145
Espèce	Humain
ID de Gène	7704
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 199-300 du PLZF humain (NP_005997.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IP, IF-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q05516
Poids Protéique	74kDa
Expédition	Sac de glace