


Anticorps Polyclonal Anti-Pmaip1 (Noxa/Apr) Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q13794

Numéro d'article: CM0025355



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le PMAIP1 (NOXA) humain, validé pour WB, IF/ICC, ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Convient pour la recherche sur l'apoptose et les mitochondries.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PMAIP1 Lapin pAb
Remarques/Alias	APR, NOXA, PMAIP1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5366
GeneID	5366
Immunogène	Peptide synthétique : Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-54 du PMAIP1 humain (NP_066950.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q13794
Poids de la protéine	6kDa
Expédition	Sac de glace