

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Pmch Pour Wb, Elisa - P20382

Numéro d'article: CM0026030



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la PMCH humaine, validé pour Western blot (WB) et ELISA. Réagit avec des échantillons humains et de souris, ciblant la protéine précurseur pro-MCH (~19 kDa). Idéal pour la recherche sur les neuropeptides, l'obésité et les études métaboliques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PMCH Rabbit pAb
Remarques / Alias	MCH; ppMCH; PMCH
Espèce	Humain
Identifiant de gène (humain)	5367
Identifiant de gène	5367
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 22-165 de la PMCH humaine (NP_002665.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P20382
Poids de la protéine	19 kDa
Expédition	Sac de glace