

Anticorps Monoclonal Anti-Pmel (Gp100) Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P40967

Numéro d'article: CM0004872

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre le PMEL (gp100) humain, validé pour le Western blot, l'IHC (paraffine) et l'ELISA. Convient pour la recherche sur le mélanome, la biologie des mélanosomes et le développement de diagnostics.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PMEL Rabbit mAb
Remarques/Alias	P1; SI; SIL; ME20; P100; SILV; HMB45; ME20M; gp100; HMB-45; ME20-M; PMEL17; D12S53E; PMEL
Espèce	Humain
GeneID	6490
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P40967
Poids de la protéine	70kDa
Expédition	Sac de glace