

Anticorps Polyclonal Anti-Pmel Pour Wb, If/Icc, Elisa - P40967

Numéro d'article: CM0027855



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le PMEL humain (gp100), validé pour le Western blot, l'immunofluorescence et l'ELISA. Réagit croisé avec la souris et le rat, idéal pour les études sur la biogenèse des mélanosomes et les antigènes du mélanome. 70 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	PMEL Lapin pAb
Remarques/Alias	P1; SI; SIL; ME20; P100; SILV; HMB45; ME20M; gp100; HMB-45; ME20-M; PMEL17; D12S53E; PMEL
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	6490
GeneID	6490
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 320-430 du PMEL humain (NP_008859.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P40967
Poids Protéique	70kDa
Expédition	Sac de glace