

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Pmepa1 Pour Wb Et Elisa - Q969W9

Numéro d'article: CM0015462

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le PMEPA1 (TMEPAI) humain, validé pour WB et ELISA, réactif croisé avec la souris et le rat. Convient pour l'étude de la signalisation TGF-bêta et de la régulation du récepteur des androgènes dans la recherche sur le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PMEPA1 Lapin pAb
Remarques/Alias	STAG1; TMEPAI; PMEPA1
Espèce	Humain
ID de gène	56937 (Humain)
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 173-252 du PMEPA1 humain (NP_954638.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q969W9
Poids moléculaire	32kDa
Expédition	Sac de glace