

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Pmepa1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q969W9

Numéro d'article: CM0021429

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant la protéine humaine PMEPA1 (TMEPAI), validé pour WB, IHC-P, ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur la signalisation TGF-bêta et le cancer de la prostate.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PMEPA1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	STAG1 ; TMEPAI ; PMEPA1
Espèce	Humain
GeneID (humain)	56937
GeneID	56937
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 173-252 de PMEPA1 humain (NP_954638.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q969W9
Poids protéique	32 kDa
Expédition	Sac de glace