

## Anticorps Monoclonal Anti-Pmf1 Pour Wb, Elisa - Q6P1K2

Numéro d'article: CM0003184



### Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre PMF1, adapté au Western blot et à l'ELISA. Validé sur des échantillons humains et de rat. Le facteur 1 modulé par les polyamines de 23 kDa est impliqué dans la ségrégation des chromosomes et la transcription génique.

[En savoir plus](#)

| Paramètre                    | Valeur                                                                                                                         |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit               | PMF1 Lapin mAb                                                                                                                 |
| Remarques / Alias            | PMF1                                                                                                                           |
| Espèce                       | Humain                                                                                                                         |
| Identifiant du gène (Humain) | 11243                                                                                                                          |
| Identifiant du gène          | 11243                                                                                                                          |
| Immunogène                   | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-205 de la PMF1 humaine (NP_009152.2). |
| Source                       | Lapin                                                                                                                          |
| Catégorie                    | Anticorps monoclonaux                                                                                                          |
| Application                  | WB, ELISA                                                                                                                      |
| Réactivité croisée           | Humain, Rat                                                                                                                    |
| SWISS                        | Q6P1K2                                                                                                                         |
| Poids de la protéine         | 23 kDa                                                                                                                         |
| Expédition                   | Sac de glace                                                                                                                   |