

## Anticorps Polyclonal Anti-Pml Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P29590

Numéro d'article: CM0024152



### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la protéine PML humaine, validé pour WB, IHC-P et ELISA. Réactivité croisée avec la souris et le rat. PML est une protéine d'échafaudage des corps nucléaires impliquée dans la suppression tumorale, l'apoptose et la défense antivirale. Idéal pour la recherche en IVD.

[En savoir plus](#)

| Paramètre            | Valeur                                                                                                                         |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit       | PML Rabbit pAb                                                                                                                 |
| Remarques / Alias    | MYL; RNF71; PP8675; TRIM19; PML                                                                                                |
| Espèce               | Humain                                                                                                                         |
| GeneID (Humain)      | 5371                                                                                                                           |
| GeneID               | 5371                                                                                                                           |
| Immunogène           | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 571-611 de la PML humaine (NP_150241.2) |
| Source               | Lapin                                                                                                                          |
| Catégorie            | Anticorps polyclonaux                                                                                                          |
| Application          | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                               |
| Réactivité croisée   | Humain, Souris, Rat                                                                                                            |
| SWISS                | P29590                                                                                                                         |
| Poids de la protéine | 98 kDa                                                                                                                         |
| Expédition           | Sac de glace                                                                                                                   |