

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Pml+Rara Pour If/Icc Et Elisa - P29590 / P10276

Numéro d'article: CM0020099



Introduction

Anticorps polyclonal ciblant la protéine de fusion PML-RARA (LPA de type L). Validé pour l'IF/ICC et l'ELISA dans des échantillons humains et de rat. Idéal pour la recherche sur la leucémie LPA et le développement de tests diagnostiques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PML+RARA Rabbit pAb
Remarques/Alias	PML/RARA ; LPA de type L
Espèce	Humain
GeneID	5371/5914
Immunogène	peptide synthétique correspondant aux acides aminés 500-600/1-100 de PML+RARA humain (NP_150241.2/NP_000955.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Rat
SWISS	P29590/P10276
Poids moléculaire de la protéine	47-48 kDa/62-97 kDa/39 kDa/50 kDa
Expédition	Sac réfrigérant