

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Pmm2 Pour Wb, If/Icc, Elisa - O15305

Numéro d'article: CM0025400



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la PMM2 humaine (Phosphomannomutase 2), adapté pour le Western blot, l'IF/ICC et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec des échantillons humains, de souris et de rat. Utile pour la recherche sur les troubles congénitaux de la glycosylation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PMM2 Lapin pAb
Remarques/Alias	PMI; CDG1; CDGS; PMI1; CDG1a; PMM 2; PMM2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5373
GeneID	5373
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-246 de la PMM2 humaine (NP_000294.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O15305
Poids moléculaire	28kDa
Expédition	Sac de glace