

Anticorps Monoclonal Anti-Pmp70/Abcd3 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P28288

Numéro d'article: CM0011901



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre le PMP70/ABCD3 humain (P28288), validé pour WB, IF/ICC, ELISA avec réactivité croisée souris/rat. Idéal pour la recherche sur le transport des acides gras peroxisomaux et la bêta-oxydation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	PMP70/ABCD3 Lapin mAb
Remarques/Alias	ZWS2; ABC43; CBA55; PMP70; PXMP1; PMP70/ABCD3
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	5825
ID de Gène	5825
Immunogène	Peptide synthétique correspondant aux acides aminés 560-659 du PMP70/ABCD3 humain (P28288)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P28288
Poids Protéique	75kDa
Expédition	Sac de glace