

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Pmp70/Abcd3 - P28288

Numéro d'article: CM0023376



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité contre PMP70/ABCD3, validé pour WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Adapté pour l'étude du transport et du métabolisme des acides gras peroxysomaux chez l'homme, la souris et le rat.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PMP70/ABCD3 Rabbit pAb
Remarques/Alias	ZWS2 ; ABC43 ; CBAS5 ; PMP70 ; PXMP1 ; PMP70/ABCD3
Espèce	Humain
GeneID (humain)	5825
GeneID	5825
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 340-475 de PMP70/ABCD3 humain (NP_002849.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P28288
Poids moléculaire protéique	75 kDa
Expédition	Sac de glace