

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Pmpca Pour Wb, If/Icc, Ihc-P, Ip, Elisa - Q10713

Numéro d'article: CM0006729

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin à haute spécificité ciblant la PMPCA (alpha-MPP). Validé pour WB, IF/ICC, IHC-P, IP, ELISA. Réagit avec l'humain, la souris et le rat. Idéal pour les études de traitement mitochondrial.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-PMPCA
Remarques/Alias	CLA1; CPD3; MAS2; P-55; SCAR2; INPP5E; Alpha-MPP; PMPCA
Espèce	Humain
GenelD (humain)	23203
GenelD	23203
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 291-525 de la PMPCA humaine (NP_055975.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, IHC-P, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q10713
Poids protéique	58 kDa
Expédition	Sac de glace