

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Pmpcb Pour Wb, Elisa - 075439

Numéro d'article: CM0015635

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant PMPCB, une protéase de traitement mitochondriale clé. Validé pour les applications WB et ELISA sur des échantillons humains, de souris et de rat. Idéal pour la recherche sur l'import mitochondrial et le turnover de PINK1.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Détails
Nom du produit	PMPCB Rabbit pAb
Remarques / Alias	MAS1; MPPB; P-52; MPP11; MPPP52; Beta-MPP; PMPCB
Espèce	Humaine
GeneID (Humain)	9512
GeneID	9512
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 110-380 de la PMPCB humaine (NP_004270.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	075439
Poids de la protéine	54kDa
Expédition	Sac de glace