

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Pms1 Pour Wb Et Elisa - P54277

Numéro d'article: CM0015842



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-PMS1 pour WB et ELISA chez l'homme, la souris et le rat. Cible la protéine PMS1 impliquée dans la réparation des mésappariements d'ADN, associée au cancer colorectal héréditaire sans polypose.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PMS1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	MLH2; PMSL1; hPMS1; HNPCC3; PMS1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5378
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 405-619 de la PMS1 humaine (NP_000525.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	P54277
Poids de la protéine	106 kDa
Expédition	Sac de glace