

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Pms1 Pour Wb, Elisa - P54277

Numéro d'article: CM0021482



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant la PMS1 humaine (protéine de réparation des mésappariements d'ADN). Validé pour les applications WB et ELISA, il supporte la recherche sur la réparation de l'ADN et le cancer colorectal héréditaire sans polypose (HNPCC).

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PMS1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	MLH2; PMSL1; hPMS1; HNPCC3; PMS1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5378
GeneID	5378
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 405-619 de la PMS1 humaine (NP_000525.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P54277
Poids de la protéine	106 kDa
Expédition	Sachet isotherme