


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Pms2 (Validé Ko) Pour Wb Et Elisa - P54278

Numéro d'article: CM0006435



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-PMS2 (Validé KO) optimisé pour le Western blot et l'ELISA, reconnaissant le PMS2 humain (96 kDa). Un marqueur endonucléase de réparation des mésappariements pour la recherche sur le cancer colorectal (HNPCC).

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé KO] Anticorps monoclonal de lapin anti-PMS2
Remarques/Alias	MLH4; PMS-2; PMSL2; HNPCC4; LYNCH4; MMRCS4; PMS2CL; S2
Espèce	Humain
GenID (Humain)	5395
Immunogène	Protéine recombinante du PMS2 humain
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P54278
Poids moléculaire de la protéine	96kDa
Expédition	Sac de glace