


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Pms2 Pour Wb, Elisa - P54278

Numéro d'article: CM0025083



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la protéine humaine PMS2, une endonucléase de réparation des mésappariements. Validé pour WB et ELISA ; réactivité croisée avec le rat. Idéal pour la recherche sur le cancer et les études sur le système MMR.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PMS2 Rabbit pAb
Remarques / Alias	MLH4 ; PMS-2 ; PMSL2 ; HNPCC4 ; LYNCH4 ; MMRC54 ; PMS2CL ; PMS2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5395
GeneID	5395
Immunogène	Peptide synthétique
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Rat
SWISS	P54278
Poids de la protéine	96 kDa
Expédition	Sac de glace