


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Pms2 Pour Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P54278

Numéro d'article: CM0013463



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'endonuclease de réparation des mésappariements PMS2 humaine, validé pour WB, IF/ICC, IP, ELISA. Réagit de manière croisée avec la PMS2 de souris. Idéal pour la recherche sur le cancer et la réparation de l'ADN.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé KO] PMS2 Rabbit pAb
Remarques/Alias	MLH4; PMS-2; PMSL2; HNPCC4; LYNCH4; MMRC54; PMS2CL; S2
Espèce	Humain
GeneID	5395
Immunogène	Protéine recombinante (protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 390-670 de la PMS2 humaine (NP_000526.2))
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P54278
Poids protéique	96kDa
Expédition	Sac de glace