


Anticorps Polyclonal Anti-Pmvk Pour Wb - Q15126

Numéro d'article: CM0013370



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le PMVK humain (Phosphomévalonate kinase), validé pour WB et ELISA, réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Réactif clé pour la recherche sur la voie du mévalonate et la biosynthèse du cholestérol.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	PMVK Lapin pAb
Remarques/Alias	PMK; PMKA; PMKASE; POROK1; HUMPMKI; PMVK
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	10654
GeneID	10654
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-192 du PMVK humain (NP_006547.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q15126
Poids Protéique	22kDa
Expédition	Sac de glace