

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Pnkd Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q8N490

Numéro d'article: CM0029389

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la PNKD humaine, adapté pour WB, IF/ICC, ELISA. Cible une thioestérase probablement impliquée dans la détoxification, la biologie musculaire et les troubles du mouvement. Réagit de manière croisée avec l'humain et la souris.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PNKD Rabbit pAb
Remarques / Alias	R1; MR1; PDC; DYT8; FPD1; MR-1; BRP17; MR-1S; PKND1; PNKD1; FKSG19; TAHCCP2; KIPP1184; PNKD
Espèce	Humain
Identifiant de gène	25953
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-270 de la PNKD humaine (NP_056303.3).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q8N490
Poids de la protéine	43kDa
Expédition	Sachet de glace