


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Pnkp Pour Wb - Q96T60

Numéro d'article: CM0028500



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-PNKP validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reconnaît la PNKP humaine, murine et de rat, une kinase/phosphatase bifonctionnelle essentielle à la réparation de l'ADN. Idéal pour les études sur la réparation des dommages à l'ADN.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb lapin anti-PNKP
Remarques/Alias	PNK ; AOA4 ; MCSZ ; CMT2B2 ; EIEE10 ; PNKP
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	11284
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 60-320 de la PNKP humaine (NP_009185.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q96T60
Poids moléculaire de la protéine	57 kDa
Expédition	Sac de glace