

## Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Pnlip Pour Wb, If-P, Elisa - P16233

Numéro d'article: CM0030680



### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la lipase pancréatique humaine (PNLIP), validé pour WB, IF-P et ELISA, avec réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur le métabolisme lipidique et la fonction pancréatique.

[En savoir plus](#)

| Paramètre            | Spécification                                                                                                                    |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit       | PNLIP Rabbit pAb                                                                                                                 |
| Remarques / Alias    | PL; PTL; PNLIPD; PNLIP                                                                                                           |
| Espèce               | Humain                                                                                                                           |
| GeneID (Humain)      | 5406                                                                                                                             |
| GeneID               | 5406                                                                                                                             |
| Immunogène           | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 166-465 de la PNLIP humaine (NP_000927.1) |
| Source               | Lapin                                                                                                                            |
| Catégorie            | Anticorps polyclonaux                                                                                                            |
| Application          | WB, IF-P, ELISA                                                                                                                  |
| Réactivité croisée   | Humain, Souris, Rat                                                                                                              |
| SWISS                | P16233                                                                                                                           |
| Poids de la protéine | 51 kDa                                                                                                                           |
| Expédition           | Sac de glace                                                                                                                     |