

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Pnliprp1 Pour Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P54315

Numéro d'article: CM0020210



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la protéine 1 inactive liée à la lipase pancréatique humaine (PNLIPRP1/PLRP1), validé pour WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat, idéal pour la recherche pancréatique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	PNLIPRP1 pAb de lapin
Remarques / Alias	PLRP1; PNLIPRP1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5407
GeneID	5407
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 298-467 de la PNLIPRP1 humaine (NP_006220.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P54315
Poids de la protéine	52 kDa
Expédition	Sachet de glace