


Anticorps Polyclonal Anti-Pnma2 Pour Wb Et Elisa - Q9UI42

Numéro d'article: CM0031047



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le PNMA2 humain (antigène paranéoplasique Ma2), validé pour le transfert Western et l'ELISA. Convient pour la recherche en neuro-oncologie et sur les syndromes paranéoplasiques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PNMA2 Rabbit pAb
Alias/Remarques	MA2 ; MM2 ; RGAG2 ; PNMA2
Espèce	Humain
Identifiant du gène	10687
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-140 du PNMA2 humain (NP_009188.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Rat
Accès SWISS	Q9UL42
Poids moléculaire de la protéine	42 kDa
Expédition	Sac de glace